

# Мини-каталог



## Паста для профессиональной чистки и полировки зубов

### Cleanic


- Одна паста для чистки и полировки благодаря изменяемой абразивности.
- Высокая чистящая и полирующая способность – снижение скорости появления нового налета.
- Успешное применение после процедуры чистки пескоструйным аппаратом (PROPHYflex или AirFlow).
- Бережное отношение к эмали благодаря низкой абразивности.
- Экономичность использования благодаря упаковке в виде тубы (100 г).
- Паста без фтора для успешного проведения общей профилактической чистки перед реставрацией, фиксацией брекет-систем и процедурой отбеливания.
- Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия 0,10%.
- Насыщенный ягодный вкус для детского приема.



### Как использовать Cleanic?

Cleanic – это универсальная паста, имеющая изменяемую абразивность. В качестве абразива используется перлит, относящийся к группе вулканических риолитов, или кварцевых порфировых стекол, благодаря чему поверхность зуба очищается эффективно и в то же время бережно.

Очистка поверхности в течение первых нескольких секунд и последующая полировка до блеска



Cleanic	
Mint Fluoride-Free (100 г)	3183
Mint (100 г)	3380
Green Apple (100 г)	3382
Light (100 г)	3384
Berry Burst (100 г)	3386

## Пасты для профессиональной чистки и полировки зубов и реставраций

### CleanPolish SuperPolish

- Двухшаговая система паст для профилактической чистки.
- Успешное применение для полировки реставраций.
- Более высокая абразивность пасты CleanPolish (по сравнению с пастой Cleanic).
- Возможно использовать для проведения чистки перед реставрацией (без снижения адгезии благодаря отсутствию фторидов).



CleanPolish 360

без фтора (50 г)

SuperPolish 361

без фтора (45 г)

## Щеточки для чистки и полировки зубов



### Hawe Miniature

- Миниатюрный формат.
- Подходят для чистки и полировки зубов, а также стеклоиономерных, композитных и металлических реставраций.
- Одноразовое применение.

Hawe Miniature

из нейлоновой щетины (10 шт.) 835 RA

из нейлоновой щетины (100 шт.) 835/100

### Pro-Brush™

Голубая полимерная чашечка позволяет избежать царапин и повреждений соседних зубов при случайном соприкосновении во время процедуры.



Pro-Brush™ 845/100

из нейлоновой щетины (100 шт.)

## Ретрактор для губ и щек

### OptiView™

- Хорошая ретракция губ и щек и улучшенный доступ к операционному полю.
- Широкий спектр применения: при фронтальных реставрациях, отбеливании, ортодонтическом, хирургическом и ортопедическом лечении.
- Многократное использование благодаря возможности автоклавирования.
- Комфорт для пациента как за счет прорезей для уздечек верхней и нижней губ, так и за счет мягких подушечек, которые не давят на переходную складку.

#### OptiView™

стандартный размер (2 шт.)


5500

малый размер (2 шт.)

5502



OptiView™ обеспечивает ретракцию губ и щек для улучшенного доступа к рабочему полю. Благодаря анатомической форме и наличию прорези для уздечек минимизирует напряжение, обеспечивая комфорт пациента даже при длительном лечении.



## Адгезивы тотального протравливания

### OptiBond™ FL

- Сила адгезии, подтвержденная более чем 25-летним опытом применения. «Золотой стандарт» по мнению ведущих университетов мира.
- Высокая наполненность (48 %) и прочный адгезивный слой, выполняющий функцию суперадаптивного слоя.
- Простой протокол: один слой праймера, один слой адгезива, одно засвечивание.



#### OptiBond™ FL

набор: 1 флакон праймера (8 мл), 1 флакон адгезива (8 мл), 1 шприц протравливающего геля Gel Etchant (3 г) с 10 насадками, 25 емкостей для смешивания, 50 аппликаторов	26684 E
праймер, флакон (8 мл)	25881 E
адгезив, флакон (8 мл)	25882 E



### OptiBond™ Solo Plus

- Высокие показатели адгезии.
- Экономичность использования и быстрота работы благодаря нанесению в 1 слой.
- Наполненность 15% минимизирует риск микроподтеканий.

#### OptiBond™ Solo Plus

1 флакон (5 мл)	29692
1 флакон (3 мл)	60561

## Универсальный адгезив

### OptiBond™ Universal

- Универсальность применения: для прямых и не прямых реставраций.
- Подходит для любой техники: тотальное, селективное и самопротравливание.
- Эффективен при нанесении всего одним слоем.
- Гидрофильная технология OptiBond™ гарантирует превосходное проникновение в дентинные каналы и защищает от микроподтеканий и постоперационной чувствительности.
- Тонкая адгезивная пленка 5 мкм не завышает ортопедическую конструкцию.



#### OptiBond™ Universal

набор: 1 флакон адгезива (5 мл), 1 шприц протравливающего геля Gel Etchant (3 г) с 10 насадками, 25 емкостей для смешивания, 100 аппликаторов	36517
1 флакон (5 мл)	36519

## Наногибридные универсальные композиты

### Harmonize™

#### Несравненная эстетика

В основе Harmonize™ – сферические частицы циркония и кремния правильной формы, поэтому отполированная поверхность отражает волны красного и синего цвета подобно натуральной эмали. Благодаря такому оптическому свойству реставрация будет демонстрировать эффект хамелеона и сливаться с естественными тканями зуба.

Наночастицы в составе Harmonize™ обеспечат реставрации долговечный сухой блеск.

#### Легкое моделирование

Harmonize™ произведен по Технологии Адаптивного Реагирования (ART) – с добавлением специального модификатора реологических свойств. Это означает, что во время внесения в полость материал становится податливым и вы можете легко его моделировать без прилипания к инструменту. После придания реставрации формы Harmonize™ не стекает и не проседает до момента полимеризации.




#### Исключительная прочность

Неорганические частицы и смола в составе Harmonize™ имеют повышенное сцепление. Такое свойство в комбинации с наполненностью 81% позволит реставрациям выдерживать даже очень серьезные жевательные нагрузки без трещин и сколов.

В материале Harmonize™ используется технология адаптивного реагирования **ART**.

Наночастицы кремния и циркония соединяются, а затем спекаются в единую, упрочненную сеть. Кроме того, наполнитель и органическая матрица имеют между собой дополнительные связи. Такая структура обеспечивает пластичность материала, улучшенную полимеризацию и повышенную прочность.



#### Harmonize™

набор Advanced Kit: 8 шприцев (по 4 г): эмаль A2, A3; дентин A2, A3, A4; прозрачный, прозрачный янтарный, прозрачный серый

36635

набор Intro Kit Syringe: 4 шприца (по 4 г): эмаль A2, A3; дентин A3, A3.5

36633

набор Intro Kit Unidose: 40 унисдоз (по 0,25 г): 10 шт. дентин A3, 10 шт. дентин A3.5, 10 шт. эмаль A2, 10 шт. эмаль A3

36634

# OptiShade™

Оптимизированная система универсальных композитов



## Простой подбор оттенка

Подобрать оттенок гораздо проще и быстрее. 3 оттенка OptiShade™ (Light, Medium, Dark) соответствуют всем 16 классическим оттенкам шкалы VITA.



## Восстановление любого дефекта

С OptiShade™ возможно восстановление дефекта любого класса без дополнительного использования блокера.



## Рациональное управление запасами

Экономия времени и средств благодаря минимально необходимому количеству оттенков. Легко контролировать и пополнять запасы, а вероятность случайно обнаружить продукцию с истекшим сроком годности сводится практически к нулю.



## Технология Адаптивного Реагирования (ART)

Система наночастиц наполнителя, впервые использованная в материале Harmonize™, обеспечивает естественный внешний вид реставрации, высокую прочность и природную эстетику.

## Оптимизация без компромиссов

Оптимизируйте рабочий процесс и управление запасами, фокусируясь на том, что действительно важно, когда дело касается вашей реставрации.

### OptiShade™

шприц 4 г оттенок Light	37111
шприц 4 г оттенок Medium	37112
шприц 4 г оттенок Dark	37113
шприц 4 г оттенок Bleach White	37114
шприц 4 г оттенок Universal Opaque	37115



## Premise™

- Превосходная и долговечная эстетика.
- Высокая цветовая стабильность и широкий выбор оттенков.
- Отличная полируемость и устойчивый блеск.
- Высокие механические свойства, как у естественной эмали.
- Низкий риск микроподтекания и окрашивания по краю реставрации.
- Низкая полимеризационная усадка (1,6%).
- Оптимальные рабочие свойства, сохранение формы при моделировании.

### Premise™ Syringe Mini Kit

35372

3 шприца (по 4 г): эмаль A2, A3; дентин A3, 1 флакон OptiBond™ Solo Plus (5 мл), 1 шприц Gel Etchant (3 г) с 10 насадками, 50 аппликаторов



### Herculite™ XRV Ultra™ Standard Kit

33856

10 шприцев (по 4 г): эмаль A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2, дентин A2, A3; 1 шприц Premise™ Flowable (1,7 г) с 10 насадками, OptiBond™ Solo Plus (5 мл), 1 шприц Gel Etchant (3 г) с 10 насадками, диски OptiDisc™ 12,6 мм (по 15 шт. каждого вида: очень грубые, средние, тонкие и ультратонкие), 2 дискодержателя, 25 емкостей для смешивания, 50 аппликаторов

### Herculite™ XRV Ultra™ Mini Kit

33860

3 шприца (по 4 г): эмаль A2, A3, дентин A2; OptiBond™ Solo Plus (5 мл), 1 шприц Gel Etchant (3 г) с 10 насадками, 50 аппликаторов

## Herculite™ XRV Ultra™

- Универсальный композитный материал для реставраций I-V классов.
- Оптимальная моделируемость.
- Высокая механическая прочность.
- Привычная цветовая гамма по шкале VITA.
- Высокоэстетичные результаты.
- Отличная полируемость и устойчивый блеск.
- Не липнет к инструменту.

### Herculite™ XRV Ultra™ Intro Kit

33858

6 шприцев (по 4 г): эмаль A1, A2, A3, A3.5, D2, дентин A2; 1 шприц Premise™ Flowable (1,7 г) с 10 насадками, OptiBond™ Solo Plus (5 мл), 1 шприц Gel Etchant (3 г) с 10 насадками, диски OptiDisc™ 12,6 мм (по 15 шт. каждого вида: очень грубые, средние, тонкие и ультратонкие), 2 дискодержателя, 25 емкостей для смешивания, 50 аппликаторов



## Микрогибридные универсальные композиты

### Point 4™

- Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов.
- На 76 % (по весу) состоит из неорганического наполнителя со средним размером частиц 0,4 мкм.
- 16 оттенков по шкале VITA.
- Прекрасная полируемость.
- Оптимальное соотношение цена/качество.

#### Point 4™ Mini Kit

3 шприца (по 3 г), OptiBond™ Solo Plus (3 мл),  
1 шприц протравливающего геля Gel Etchant (3 г)  
с 10 насадками, 50 аппликаторов:

эмаль A2, A3, дентин A2	62842
эмаль A2, A3, дентин A3	62843



### Herculite™ XR V™

- Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов.
- На 78 % (по весу) состоит из неорганического материала со средним размером частиц 0,6 мкм.
- Основан на технологии микронаполнения, что обеспечивает долговременную прочность реставрации.
- Широкий выбор оттенков по шкале VITA.
- Не липнет к инструменту.
- Оптимальное соотношение цена/качество.



#### Herculite™ XR V™ General Kit

30894

16 шприцев (по 5 г): эмаль A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, C3, D2, D3, дентин A2, B1, C2, D2; 2 шприца Herculite™ XR V™ Ultra™ (по 4 г) каждого из оттенков режущего края: средний, светлый, OptiBond™ Solo Plus (5 мл), 1 шприц протравливающего геля Gel Etchant (3 г) с 10 насадками, 25 емкостей для смешивания, 50 аппликаторов

#### Herculite™ XR V™ Mini Kit

3 шприца (по 3 г):  
OptiBond™ Solo Plus (3 мл),  
1 шприц протравливающего геля  
Gel Etchant (3 г) с 10 насадками,  
50 аппликаторов:

эмаль A2, A3, дентин A3	62829
эмаль A2, C3, дентин D3	62831

#### Herculite™ XR V™ Custom Kit

62811

6 шприцев (по 5 г): эмаль A1, A2, A3, B2, дентин A2, A3;  
OptiBond™ Solo Plus (5 мл), 1 шприц протравливающего геля  
Gel Etchant (3 г) с 10 насадками, 25 емкостей для смешивания,  
50 аппликаторов

## Композит для объемного пломбирования (Bulk Fill)

### SonicFill™2

- ПОЛИРУЕМОСТЬ
  - ЭСТЕТИКА
  - ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
- ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!**



#### Легкость адаптации и моделировки

В материале применен особый реологический модификатор. Звуковая энергия наконечника SonicFill™2 воздействует на модификатор и снижает вязкость композита на 84%. В этой текучей фазе материал легко адаптируется к стенкам и заполняет полость. Когда воздействие звуковой энергии прекращается, композит постепенно приобретает плотную консистенцию, позволяя смоделировать необходимую форму реставрации.

#### Гарантия полимеризации

Надежная полимеризация слоя до 5 мм подтверждена как лабораторными исследованиями, так и отдаленными клиническими результатами.

#### Долговечность реставрации

Система наполнителя из оксида циркония обеспечивает исключительную полируемость реставрации, прочность и износостойкость.

#### Реставрации без стресса

Низкая усадка (1,6%) гарантирует хорошее краевое прилегание реставрации и снижает риск постоперационной чувствительности.

Наконечник SonicFill™ 1.007.7400

SonicFill™2

20 унидоз (по 0,25 г) оттенок A1	36047
20 унидоз (по 0,25 г) оттенок A2	36048
20 унидоз (по 0,25 г) оттенок A3	36049
20 унидоз (по 0,25 г) оттенок B1	36050



## Инструмент для моделирования композитных реставраций

### Compothixo™

- Уникальная технология для улучшения тиксотропных свойств композита путем изменения его вязкости за счет вибрации 140 Гц.
- Отсутствие изменения химических и механических характеристик материала.
- Композитный материал не липнет к инструменту.
- Великолепная адаптация композита к матрице и стенкам полости.
- Предотвращение возникновения пор.
- Идеальное решение для работы с прямыми композитными винирами.
- Конденсация композита без чрезмерного давления.
- Улучшенная смачиваемость поверхности инструмента.

Compothixo™ Intro Kit

5400

1 инструмент и 4 насадки: 1 острое, 1 шпатель, 1 поршень, 1 полусфера

## Универсальная моделировочная жидкость

### Моделировочная смола

- Снижает риск возникновения «белой полосы».
- Отсутствие в составе растворителей (спирта, ацетона) и прекурсоров.
- Большой объем флакона и экономичное использование.
- Улучшение моделировочных свойств композита.
- Совместимость со всеми композитами.

Modeling Resin

800-503

1 флакон (10 мл)



### Композитные краски

#### Kolor + Plus™

- **8 основных модификаторов цвета**  
Коричневый, жёлтый, лавандовый, голубой, красный, серый, охра и белый модификаторы обеспечивают превосходные эстетические результаты. Для воспроизведения цвета естественных зубов красители могут смешиваться.
- **Наличие бесцветного модификатора**  
Бесцветный модификатор помогает сделать цвет менее насыщенным без снижения содержания наполнителя – 66%.
- **Наличие двух опакеров – А1 и А3**  
Опакеры скрывают темный цвет зуба и маскируют цвет подлежащих тканей.
- **Высокая наполненность – 66% по весу**  
Высокая вязкость препятствует растеканию и обеспечивает простоту нанесения.
- **Насыщенные цвета**  
Для искусного подкрашивания требуются лишь небольшие количества модификаторов цвета.
- **Готовая стабильная формула**  
Не нужно взбалтывать перед применением для получения однородного оттенка.



#### Kolor + Plus™

флакон (2 мл) цвет жёлтый	23394	флакон (2 мл) цвет серый	23400
флакон (2 мл) цвет лавандовый	23395	флакон (2 мл) цвет бесцветный	23401
флакон (2 мл) цвет коричневый	23396	флакон (2 мл) цвет А1	23402
флакон (2 мл) цвет голубой	23397	флакон (2 мл) цвет А3	23403
флакон (2 мл) цвет белый	23398	флакон (2 мл) цвет охра	23404
флакон (2 мл) цвет красный	23399		

## Наногибридные текущие композиты

### Herculite™ XRV Ultra Flow



#### Легко растекается и сохраняет форму

Реологические добавки снижают поверхностное натяжение при контакте материала с тканями зуба под действием давления и композит легко растекается. Благодаря тем же добавкам поверхностное натяжение увеличивается после того, как материал занял нужный объем, и композит стабилизируется.



#### Превосходная прочность на изгиб

Herculite™ XRV Ultra Flow обладает превосходными механическими свойствами, в том числе прочностью на изгиб – 124 МПа.



#### Легкая полируемость и сохранение блеска надолго

Herculite™ XRV Ultra Flow легко полируется и сохраняет блеск гораздо дольше, чем другие популярные композитные материалы.



#### Высокая рентгеноконтрастность

Благодаря рентгеноконтрастности 325% Herculite™ XRV Ultra Flow четко визуализируется на рентгенограммах.

#### Herculite™ XRV Ultra Flow

2 шприца (по 2 г), 20 насадок

A1	35407	A4	35411	D2	35415
A2	35408	B1	35412	XL1	35416
A3	35409	B2	35413	XL2	35417
A3.5	35410	C2	35414	Универсальный opak	35418

## Premise™ Flowable



- Идеальное решение для реставрации небольших полостей I, III и V классов, а также некариозных дефектов в пришеечной области (клиновидный дефект, эрозия эмали), и в качестве лайнерной прокладки для полостей II класса.
- Высокая прочность.
- Низкая текучесть материала и его легкий контроль.
- Использование для восстановления режущего края при повышенной стираемости зубов.
- Возможность использования для шинирования зубов.
- Возможность использования в качестве герметика для ямок и фиссур, для восстановления дефектов эмали, починки керамических реставраций.
- Превосходная полируемость и долговечность эстетического результата.

### Premise™ Flowable 4-Pack

4 шприца (по 1,7 г) A2, 40 насадок	33373
4 шприца (по 1,7 г) A3, 40 насадок	33374

### Premise™ Flowable

1 шприц (1,7 г) A2, 10 насадок	33722
1 шприц (1,7 г) A3, 10 насадок	33723

## Harmonize™ и Herculite™ XRV Ultra Flow: идеальная пара

Размер основных частиц наполнителя композитов Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ меньше длины волны голубого света.

Наличие в составе схожего метилметакрилата обеспечивает совместимость Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ при полимеризации.



## Самопротравливающий самоадгезивный текущий композит

### Vertise™ Flow

- Разработан с использованием технологии OptiBond™.
- Максимально простая процедура.
- Снижение постоперационной чувствительности.
- Возможность применения для починки керамики.
- Применение на детском приеме для герметизации фиссур.



**Vertise™ Flow Test-Me Kit** 34398

1 шприц (2 г): эмаль A2, 10 наконечников, 10 щеточек

**Vertise™ Flow Assorted Kit** 34399

4 шприца (по 2 г): эмаль A2, A3, A3.5, универсальный дентин, 40 наконечников, 40 щеточек

**Vertise™ Flow**

2 шприца (по 2 г): эмаль A2, 20 наконечников, 20 щеточек 34402

2 шприца (по 2 г): эмаль A3, 20 наконечников, 20 щеточек 34403

## Микрогибридный текущий композит

### Revolution™ Formula 2



- Успешное применение в качестве лайнера под универсальный композит.
- Хорошая адаптация к стенкам полости.
- Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов.
- Широкий выбор из 19 оттенков, в том числе десневой оттенок розового цвета G2.
- Цветовая стабильность.
- Качественная полимеризация на дне проксимальной поверхности по II классу.

**Revolution™ Formula 2 Intro Kit** 29514

4 шприца (по 1 г): A2, B3, C3 и универсальный дентин, 20 дозирующих насадок

**Revolution™ Formula 2**

4 шприца (по 1 г),	эмаль A2	29494
20 дозирующих насадок:	эмаль A3	29495

## Информация для заказа композитов

Оттенки	Универсальные композиты					Композит Bulk Fill	Текущие композиты					
	Harmonize™	Premise™	Herculite™ XRV Ultra™	Herculite™ XRV™	Point 4™	SonicFill™2	Herculite™ XRV Ultra Flow	Premise™ Flowable	Vertise™ Flow	Revolution™ Formula 2		
Форма упаковки	1 шприц					20 унисдоз	2 шприца	4 шприца	1 шприц	2 шприца	4 шприца	
Грамм	4 г	4 г	4 г	5 г	4 г	0,25 г	2 г	1,7 г	1,7 г	2 г	1 г	
Эмаль	A1	36552	32712	34002	7722859	29876	36047	35407	33372	33721	34401	29493
	A2	36537	32713	34003	7722860	29877	36048	35408	33373	33722	34402	29494
	A3	36553	32714	34004	7722861	29878	36049	35409	33374	33723	34403	29495
	A3.5	36554	32715	34005	7722862	29879		35410	33375	33724	34404	29496
	A4	36555	32716	34006	7722863	29880		35411				29497
	B1	36556	32717	34007	7722864	29881	36050	35412	33376	33725	34405	29498
	B2	36557	32718	34008	7722865	29882		35413	33385		34406	29499
	B3	36558		34009	7722866	29883						29500
	B4	36559		34010	7722867	29884						
	C1	36560		34011	7722868	29885						29502
	C2	36561		34012	7722869	29886		35414				29503
	C3	36562	32723	34013	7722870	29887						29504
	C4	36563		34014	7722871	29888						29505
	D2	36564		34015	7722872	29889		35415				29506
	D3	36565		34016	7722873	29890						29507
	D4	36566		34017	7722874	29891						
	XL	36567										
	Дентин	A1	36545		34018	7723391						
A2		36536	32730	34019	7722875	31360						
A3		36546	32731	34020	7722876	31361						
A3.5		36547	32732	34021	7722877	31362						
A4		36548	32733		7723390							
B1				34022	7722878	31364						
B2				34023	7722879	31365						
B3		36549			7723389							
C1					7723387							
C2				34024	7722880							
C3					7723386							
C4		36550										
D2				34025	7722881							
D3				34026	7723384							
XL2	36551											
Универсальный дентин								33378		34407	29512	
Белый дентин											29513	
Розовый G2											29510	
Прозрачные оттенки	Режущий край			34027								
	Режущий край светлый*				22882							
	Режущий край средний*				22883							
	Суперпрозрачный**	36539										
	Прозрачный	36569										
	Прозрачный светлый		32740									
	Прозрачный янтарный	36538	32738									
	Прозрачный серый	36570										
	Прозрачный синий	36568										
	Прозрачный T1					29895					34409	
	Прозрачный T2					29896						
	Прозрачный T3					29897						
	Очень светлый XL			34001							34408	
	Очень светлый XL1					29892						29509
Очень светлый XL2		32729			29893			33380	33730			

\* Herculite™ XRV™: 1 шприц 2,5 г

\*\* Harmonize™, Premise™: 1 шприц 3 г

Premise™ различных оттенков доступен также в унисдозах: 20 унисдоз (по 0,2 г)

Harmonize™ различных оттенков доступен также в унисдозах: 40 унисдоз (по 0,25 г)

## Временный цемент химического отверждения без эвгенола

### Temp-Bond NE™

- Безэвгенольная формула не нарушает последующую полимеризацию постоянных цементов.
- Для применения у пациентов с аллергией на эвгенол.
- Оптимизированное время полимеризации.
- Высокая прочность и эластичность.
- Легкое удаление.

Temp-Bond NE™

61085

база (50 г), катализатор (15 г)



## Прозрачный композитный цемент двойного отверждения для временной фиксации

### Temp-Bond Clear™

- Точность дозировки компонентов и легкость смешивания в шприце automix.
- Великолепная эстетика благодаря высокой прозрачности.
- Опция светового отверждения позволяет фиксировать временные виниры.
- Оптимизированное время полимеризации.
- Высокая прочность и эластичность.
- Легкость удаления.
- Отсутствие эвгенола и совместимость с композитными цементами.



Temp-Bond Clear™

33351 EU

1 шприц (6 г) для автоматического смешивания, 10 смесительных насадок



# Вращающийся инструмент для удаления временного цемента и очищения культи зуба

## OptiClean™

- Усовершенствованная абразивная технология с минимальным риском сошлифовывания дентина.
- Эластичное покрытие из А-силикона адаптируется под воздействием динамических нагрузок.
- Держатель из высокопрочного полимера (НРР) точно и надежно фиксируется в наконечнике.
- Диаметр 1,65 мм.



### Простой и удобный в работе



Эффективное удаление временного цемента



Продуманный дизайн для удобного доступа



Хороший обзор рабочего поля из-за отсутствия необходимости наносить пасту или пемзу

### Более щадящий, чем стандартные инструменты



Минимальный риск сошлифовывания дентина



Не травмирует мягкие ткани



Одноразовый, что гарантирует максимальную гигиеничность

OptiClean™ Kit

950

12 инструментов

## Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент для постоянной фиксации

### Maxcem Elite™

- Улучшенная формула цемента обеспечивает силу адгезии к тканям зуба, сравнимую с адгезивами тотального протравливания (по данным независимых исследований).
- Нет необходимости в проведении адгезивного протокола, а также ручного замешивания.
- Высокая цветовая стабильность.
- Хорошая совместимость с ортопедическими конструкциями на основе оксида циркония и керамики на основе дисиликата лития.
- Нет необходимости в протравливании корневого канала и нанесении адгезива на штифт при фиксации стекловолоконных штифтов.
- Легкое удаление излишков цемента.



#### Maxcem Elite™ Standard Kit 34055

5 шприцев (по 5 г), 24 стандартных смесительных насадки, 16 широких смесительных насадок, 8 интраоральных насадок, 8 насадок для внесения материала в канал

#### Maxcem Elite™ Mini Kit 34057

1 шприц (5 г): прозрачный, 4 стандартных смесительных насадки, 4 широких смесительных насадки, 4 интраоральных насадки

#### Maxcem Elite™

2 шприца (по 5 г), 8 стандартных смесительных насадок, 8 широких смесительных насадок, 8 интраоральных насадок:	прозрачный	34058
	белый	34059
	белый дентин	34060
	жёлтый	34061

## Композитный цемент для постоянной фиксации



#### NX3 Intro Kit 33642

3 шприца двойного отверждения (по 5 г): прозрачный, белый, желтый; 3 светоотверждаемых шприца (по 1,8 г): прозрачный, белый, желтый; 3 шприца пробного геля (по 3 г): прозрачный, белый, желтый, 1 флакон силианового праймера (5 мл), 24 смесительных насадки

### NX3

- Превосходная цветовая стабильность.
- Универсальность для всех видов ортопедических конструкций.
- Получение массы с однородной консистенцией и предсказуемым временем отверждения благодаря насадкам для автоматического смешивания.
- Совместимость с адгезивами V и VII поколения.
- Наличие пробных гелей в наборе.
- Возможно использовать для восстановления культи.

#### NX3

двойного отверждения в двойном шприце (5 г) прозрачный, 8 насадок	33643
светоотверждаемый, шприц (1,8 г) прозрачный	33648
светоотверждаемый, шприц (1,8 г) для отбеленных зубов	33651
светоотверждаемый, шприц (1,8 г) белый дентин	33652

## Гид по выбору цемента для фиксации

Виды материалов		Стеклокерамика: • Дисиликат лития • Лейцитная керамика	Полево-шпатная керамика	Композиты	Оксид циркония	Металл, PFM сплавы	Золото
Виды конструкций							
Постоянная фиксация	 <b>Виниры</b>	NX3, Maxcem Elite™	NX3, Maxcem Elite™	NX3, Maxcem Elite™			
	 <b>Коронки</b>	Maxcem Elite™, NX3	Maxcem Elite™, NX3	Maxcem Elite™, NX3	Maxcem Elite™, NX3	Maxcem Elite™, NX3	NX3
	 <b>Вкладки/ накладки</b>	NX3	NX3	NX3		NX3, Maxcem Elite™	NX3
	 <b>Мостовидные конструкции</b>	Maxcem Elite™, NX3	Maxcem Elite™, NX3		Maxcem Elite™	Maxcem Elite™, NX3	
	 <b>Мост Мериленд</b>	NX3	NX3	NX3		NX3	
	 <b>Абатмент на имплантаты</b>				Maxcem Elite™, NX3	Maxcem Elite™, NX3	
	 <b>Эндодонтиче- ский штифт (анкерный, стекловоло- конный)</b>					Maxcem Elite™, NX3	
Временная фиксация	 <b>Временные реставрации</b>			Temp-Bond Clear™, Temp-Bond NE™			
	 <b>Постоянные реставрации</b>			Temp-Bond Clear™, Temp-Bond NE™			


 Наиболее рекомендованный цемент для использования

 Рекомендованный цемент для использования

## Система изоляции рабочего поля

### OptiDam™

- Самая простая в освоении и применении система коффердама.
- Без необходимости применения шаблона и пробойника.
- Улучшение обзора и облегчение доступа к рабочему полю.
- Анатомическая форма и снижение натяжения коффердама для комфорта пациента.
- Снижение риска аллергической реакции благодаря низкому содержанию протеинов и натуральному латексному составу, а также отсутствию обработки тальком.
- Минимальный риск разрывов благодаря прочности материала.
- Минимальный риск соскакивания кламмеров благодаря меньшей силе давления на кламмер, а также меньшей силе натяжения платка OptiDam™.



#### 1 ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не нужен пробойник и шаблон




#### 2 МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Анатомическая форма рамки позволяет пациентам дышать свободно



#### 3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Улучшение обзора и облегчение доступа к рабочему полю



#### 4 ПРАКТИЧНОСТЬ

Минимальный риск разрывов благодаря прочности латексных платков

#### OptiDam™ Posterior

	10 платков и рамка	5200
для жевательной группы зубов	30 платков	5201
	60 платков	5205

#### OptiDam™ Anterior

	10 платков и рамка	5203
для фронтальной группы зубов	30 платков	5204
	60 платков	5206

## Кламмер для фиксации коффердама

### SoftClamp™



- Возможность наложения кламмера без анестезии – более безболезненная процедура.
- Предотвращение повреждения твердых тканей зуба и десны.
- Оптимально для эндодонтического лечения с микроскопом благодаря отсутствию бликов.
- Отсутствие пластиковых аналогов (кляммеры других производителей металлические).
- Возможность автоклавирования.

#### SoftClamp™

5250

5 кламмеров

## Флосс для фиксации коффердама



### Fixafloss™

- Отсутствие аналогов – единственный флосс для фиксации с силиконовым стоппером.
- Мягкая фиксация коффердама во фронтальном отделе.
- Простота установки по сравнению с кордом.

Fixafloss™ 5260

вожженная зубная нить и конические элементы для фиксации (20 шт.)

## Система натяжения матриц

### SuperMat

- Быстрая и простая процедура наложения и снятия матриц.
- Единая форма для моляров и премоляров.
- Анатомические контуры матричного полотна, разработанные в соответствии со статистическими данными по форме зубов.
- Широкий выбор форм совместимых матриц: стальные, титановые и прозрачные, высотой 5 и 6,3 мм.
- Уникальные тонкие кольцевые матрицы.
- Уникальный в своем удобстве и компактности матрицедержатель.



SuperMat Assorted Kit 2150

1 инструмент для натяжения SuperLock, 14 матриц Adapt SuperCap из стали в ассортименте, 6 матриц Adapt SuperCap из прозрачной пластмассы в ассортименте

Матрицы Adapt SuperCap

0,03 мм, высота 5 мм	2161
0,03 мм, высота 6,3 мм	2162
0,038 мм, высота 5 мм	2181
0,038 мм, высота 6,3 мм	2182

## Стальная матричная лента



### Hawe Steel Matrix Bands

- Удобный матричный диспенсер для отрезания ленты необходимой длины.
- Оптимально для неглубоких полостей.
- 2 варианта толщины.

Hawe Steel Matrix Bands

лента толщиной 0,030 мм	ширина 5 мм	399A
	ширина 6 мм	399B
	ширина 7 мм	399C

Hawe Steel Matrix Bands

лента толщиной 0,045 мм	ширина 5 мм	499A
	ширина 6 мм	499B
	ширина 7 мм	499C

## Деревянные клинья



## Sycamore Interdental

- Оптимальная анатомическая форма.
- Соответствие вогнутых боковых поверхностей межзубной морфологии.
- Надежная фиксация клина благодаря прямоугольному концу.
- Предотвращение повреждения сосочков благодаря изогнутому острю.
- Высокая прочность и эластичность благодаря бесколочной древесине платана.
- 8 различных форм с цветовой маркировкой.

### Sycamore Interdental

клинья (100 шт.)	оранжевые	822/10	жёлтые	822/40
	бирюзовые (мини)	822/05	синие	822/50
	белые	822/20	красные	822/60
	зелёные	822/30		

### Sycamore Interdental

826

набор клиньев в диспенсере (500 шт.)

## Светопродводящие клинья

### Luciwedges™

- Эффективная светополимеризация апроксимальных поверхностей благодаря хорошей светопродводящей способности.
- Прекрасная адаптация даже на изогнутых межзубных участках и вдоль закругленных линий уступа благодаря гибкости клина по продольной оси.
- Минимизация риска травмирования межзубного сосочка благодаря изогнутому кверху кончику.
- Полное расклинивание на этапе пломбирования благодаря твердому корпусу клина.
- Стабильность матрицы благодаря сохранению давления на нее.



### Luciwedges™ Soft

клинья (100 шт.)	ультрамаленькие	770 S
	маленькие	771 S
	средние	772 S

### Luciwedges™ Soft

790 S

набор (200 шт.): ультрамаленькие (100 шт.), маленькие (50 шт.), средние (50 шт.)

# Полировочные диски

## OptiDisc™

- Оптимальная гибкость и наличие укороченного дискодержателя: идеальное решение для дистальной группы зубов и труднодоступных областей.
- Отсутствие выступающего держателя – точная обработка без царапин на поверхности зубов и реставраций без повреждения мягких тканей.
- Прозрачность диска – хороший обзор рабочего поля.
- Понятная цветовая кодировка: 4 цвета – 4 степени абразивности.



	КОНТУРИРОВАНИЕ	ФИНИРОВАНИЕ	ПОЛИРОВКА	ПРИДАНИЕ ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКА
	Очень грубый   80 мк	Средний   40 мк	Тонкий   20 мк	Ультратонкий   10 мк
Упаковка/диаметр	80 шт.	100 шт.	100 шт.	100 шт.
Ø 9,6 мм	<b>4197</b>	<b>4181</b>	<b>4182</b>	<b>4183</b>
Ø 12,6 мм	<b>4198</b>	<b>4184</b>	<b>4185</b>	<b>4186</b>
Ø 15,9 мм	<b>4199</b>	<b>4191</b>	<b>4192</b>	<b>4193</b>



### OptiDisc™ General Assorted Kit 4200

набор (240 шт.):  
 Ø 9,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;  
 Ø 12,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков;  
 5 дискодержателей (3 стандартных, 2 коротких); 1 OptiShine™



### OptiDisc™ Mini Kit 4188

набор (120 шт.):  
 Ø 12,6 мм – по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков,  
 2 дискодержателя (стандартный и короткий), 1 OptiShine™



### OptiDisc™ Assorted Kit 4190

набор (80 шт.):  
 Ø 15,9 мм – по 20 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков



### OptiDisc™ дискодержатель

стандартный (5 шт.)	195
короткий (5 шт.)	196

## Полировочная система для керамики

### Identoflex™ Diamond Ceramic

- Алмазные полиры Identoflex™ с двумя зонами для обработки керамики непосредственно в кресле.
- Высокая полирующая способность алмазной крошки позволяет использовать полир на низких оборотах, предотвращая перегрев зубов.
- Легкий контроль этапов обработки благодаря цветовым обозначениям.
- Оптимальное соотношение цены и эффективности.



Identoflex™ для керамики

ID 5701/4

набор (4 шт.): острый кончик, пламя, диск, чашечка

## Полировочная система для композитов

### Identoflex™ Composite



- Легкий контроль этапов обработки благодаря цветовой кодировке.
- Возможность использования для всех поверхностей.



Предварительная полировка



Полировка до сухого зеркального блеска

Identoflex™ для предварительной полировки композитов Test-Set, жёлтые

ID 5101/8

набор (8 шт.): чашечка (2 шт.), диск (2 шт.), острый кончик (2 шт.), малый острый кончик (2 шт.)

Identoflex™ для полировки композитов до блеска Test-Set, белые

ID 5501/8

набор (8 шт.): чашечка (2 шт.), диск (2 шт.), острый кончик (2 шт.), малый острый кончик (2 шт.)



## Одноэтапная полировочная система для финишной обработки композитов

### Opti1Step™

- Одношаговая полировка композитных реставраций от удаления микроцарапин до придания сухого блеска.
- Возможность многократного использования благодаря автоклавированию.
- Контроль абразивности и возможность ее изменения в зависимости от нажатия на инструмент.
- Длительное сохранение рабочих свойств благодаря прочному позолоченному дискодержателю и уникальной абразивной матрице.



#### Opti1Step™ Assorted Kit 8000

набор (12 шт.): пламя (4 шт.), чашечка (4 шт.), диск (4 шт.)

#### Opti1Step™

пламя	8001
полиры (12 шт.)	чашечка 8002
	диск 8003

## Полировочные щеточки



### Occlubrush™

- Применение без пасты – полирующие частицы содержатся в каждой щетинке.
- Легкая полировка труднодоступных областей благодаря наличию различных форм.
- Экономия времени и быстрое достижение зеркального блеска.
- Возможность многократного использования благодаря автоклавированию.

#### Occlubrush™ Assorted Kit 2520

набор (15 шт.): стандартная чашечка (5 шт.), малая чашечка (5 шт.), острый кончик (5 шт.)

#### Occlubrush™

щеточки (10 шт.)	стандартная чашечка	2510
	острый кончик	2512

### OptiShine™

- Превосходные результаты благодаря вогнутой форме щеточки.
- Эффективны в менее доступных областях – межзубных пространствах и окклюзионных поверхностях.



#### OptiShine™ 2513

щеточки с вогнутой формой головки (3 шт.)

## Эндодонтические силеры

### Sealapex™

Безэвгенольный полимерный силер для пломбирования корневых каналов на основе гидроксида кальция, который ускоряет заживление и формирование твердых тканей.



Sealapex™

18432

1 тубик базы (12 г), 1 катализатор (18 г), 1 блокнот для замешивания

### Tubli-Seal™

Цинк-оксид-эвгенольный силер для пломбирования корневых каналов типа паста/паста. Имеет светлый оттенок, не темнеет, обладает высокой рентгеноконтрастностью.



Tubli-Seal™

00340

1 тубик базы (15 г), 1 катализатор (5 г), 1 блокнот для замешивания

## Цифровой апекслокатор

### Apex ID™

Apex ID™ – это компактный и современный прибор с уникальными функциями, которые позволяют вам сосредоточиться на том, что действительно важно – обеспечить наилучшее лечение для ваших пациентов.



### Индивидуальная настройка «нулевой точки»

Настройка «нулевой точки» на основе вашей клинической оценки. Нет необходимости постоянно следить за дисплеем благодаря аудиосигналу, который сообщит вам о достижении предпочитаемой нулевой точки.

### Точность практически в любых условиях

Апекслокатор Apex ID™ был создан для работы в корневых каналах с любым содержимым: влажный или высушенный канал – это не важно. Apex ID™ может обеспечить точные, последовательные и надежные показания в любых условиях.

### Непрерывная калибровка

Apex ID™ постоянно калибруется для того, чтобы обеспечить врача непрерывными показаниями в режиме реального времени.

Apex ID™

972-0090


апекслокатор с подставкой (1 шт.), загубник (5 шт.), держатель файла А (1 шт.), держатель файла В (2 шт.), провод зонда (1 шт.), щелочные батареи AAA 1.5 В (3 шт.), контроллер (1 шт.)

## Картриджи для системы obturации elements™free

### elements™ Gutta Percha Cartridge

#### Новые технологии в процедуре obturации

- Компоненты швейцарского производства для работы высокого качества.
- Автоматизированное выведение гуттаперчи без усилий.
- Продуманные одноразовые cartridge с гуттаперчей.
- Изоляция нагревательных элементов для комфортной и безопасной работы.



#### elements™ Gutta Percha Cartridge

гуттаперча в cartridge в упаковке (10 шт.)  
23GA, средняя вязкость 972-1002

гуттаперча в cartridge в упаковке (10 шт.)  
25GA, низкая вязкость 972-1003

гуттаперча в cartridge в упаковке (10 шт.)  
Heavy 23GA, высокая вязкость 972-1005

# TELEGRAM-БОТ KERR RUSSIA BOT



## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ ПОИСК ИНФОРМАЦИИ  
О ПРОДУКТАХ (ДОКУМЕНТАЦИЯ,  
АРТИКУЛЫ ДЛЯ ЗАКАЗА)



## ПРОТОКОЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОШАГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ  
В ФОРМАТЕ ФОТО И ВИДЕО,  
КЛИНИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ  
ОТ ВЕДУЩИХ СТОМАТОЛОГОВ,  
РЕКОМЕНДАЦИИ  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



## ГДЕ КУПИТЬ

КОНТАКТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ДИСТРИБЬЮТОРОВ  
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ **Kerr**



## ЗАДАТЬ ВОПРОС

КОНСУЛЬТАЦИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ  
**Kerr** В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН  
ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ



## СОБЫТИЯ


КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
И РЕГИСТРАЦИЯ  
НА БЕСПЛАТНЫЕ ВЕБИНАРЫ



## НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА



TELEGRAM-БОТ  
KERR RUSSIA BOT



Присоединитесь к Telegram-боту Kerr  
и получите **сборник с записями  
вебинаров**

Список официальных дистрибьюторов  
представлен на сайте [www.kerrdental.ru](http://www.kerrdental.ru)

Информация об образовательных мероприятиях  
представлена на сайте [www.kerruniversity.ru](http://www.kerruniversity.ru)